

# BMD 系列氮吹仪

## 产品概述

氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备，如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。

## 产品特点

- 每条吹扫针可独立控制、吹扫、流量调节、不浪费气体；
- 气针位置可调，方便使用；
- 温度即时显示、时间递减显示；



氮气流量调节阀（选配）



BMD200-1



BMD200-2

## 技术参数

型号	BMD200-1	BMD200-2
温度控制范围	室温 +5°C ~ 150°C	
控温精度 @40 ~ 100°C	±0.5°C	
控温精度 @100 ~ 150°C	±1°C	
同模块最大温差 @40°C	±0.3°C	
显示精度	0.1°C	
升温时间（从 40-150°C）	≤ 30min	
标配模块数	1	2
气针长度	150mm	
氮气流量	0 ~ 15L/min	
尺寸（mm）	280×240×500	

## 旋转蒸发仪配件

	<b>蒸发瓶 TS29/42 口径</b>		<b>蒸发瓶</b>		<b>收集瓶 TS35/20</b>
	蒸发瓶 容量 250mL		蒸发瓶 容量 5L		带球型接口的收集瓶 容量 250mL
	蒸发瓶 容量 500mL		蒸发瓶 容量 10L		带球型接口的收集瓶 容量 500mL
	蒸发瓶 容量 1000mL		蒸发瓶 容量 20L		带球型接口的收集瓶 容量 1000mL
	蒸发瓶 容量 2000mL	蒸发瓶 容量 50L		带球型接口的收集瓶 容量 2000mL	
	<b>真空密封圈</b>		<b>旋转玻璃轴</b>		<b>收集瓶 TS35/20</b>
	主真空密封垫		旋转玻璃轴 TS29		收集瓶 容量 3L
	副特氟龙密封垫				收集瓶 容量 5L
	<b>瓶口密封垫</b>		<b>蒸发瓶托架</b>		收集瓶 容量 10L
	适用规格 40 瓶密封垫		适用型号 旋蒸 5L		收集瓶 容量 20L
	适用规格 50 瓶密封垫		适用型号 旋蒸 10L		
	适用规格 60 瓶密封垫		适用型号 旋蒸 20L		
	适用规格 80 瓶密封垫	适用型号 旋蒸 50L		<b>冷凝器螺纹接口</b>	适用规格 M14